

东胜龙 BIS910 凝胶成像系统



国际制造
国际品质

国内品牌
国内价格

仪器销售热线：400-818-2168

应用

对象	光源	方法	染料
蛋白质	透射白光	PAGE	考马斯亮蓝R250/硝酸银
DNA	透射紫外	琼脂糖电泳/PAGE	EB/GelRed/GelStar/SYBR Green
RNA	透射紫外	琼脂糖电泳/PAGE	EB/GelRed/GelStar/SYBR Green

技术参数：（产地-以色列）

相机配置	130万像素 CCD相机
分辨率	1280 (H) ×1024 (W)
灰阶值	16 bit
动态范围	3.8 OD
镜头	F/0.95 16mm定焦镜头
滤光片	标配橙色滤光片
光源	312nm透射紫外、透射白光 (254、365nm透射紫外选配)
成像面积	19×24cm
样品台	紫外和白光可置换抽屉
图像获取软件	GelCapture, 永久免费升级
图像分析软件	GelQuant Express (GelQuant pro可选)

仪器销售热线：400-818-2168

