

东胜·北

www.eastwin.com.cn



迷你，方便，快捷！



# EQ-6K

**Q旋风 mini离心机**

**Mini Centrifuge**

东胜Q旋风mini离心机主要用于快速离心、微量过滤。适用于PCR试管和8连管的离心，特别适合个人使用！

小巧玲珑，便携移动

双重开关保护，开盖即停

安静低噪，运行稳定

长寿命电机，经久耐用

转子更换快捷，无需工具

北京东胜创新生物科技有限公司

# EQ-6K


Q旋风 mini离心机  
Mini Centrifuge

迷你，方便，快捷！



## 技术参数

转子	圆转子	排转子
转速	6000rpm±5%	
离心力	1606 g (0.2ml) 1937g (0.5ml) 2230 g (1.5ml) 2267g (2ml)	1990g
旋转方向	逆时针	
最大载量	8X2ml/1.5ml	4X8X0.2ml 4X8X0.2ml 8连管
试管适配器	8X0.5ml, 8X0.2ml	
加速时间	2s	
减速时间	≤2s	
驱动方式	220V交流电机，低噪音滚珠轴承	
驱动电机		
输入电源	AC 110-250V 50/60Hz	
尺寸	WDH: 150X160X132mm	
净重	1120g, 含圆转子	
安全标准	符合IEC61010-2-020	

 400-818-2168

**EASTWIN**

北京东胜创新生物科技有限公司

Eastwin Life Science Inc.

地址：北京市海淀区马连洼北路138号院亿城国际中心423

电话：010-51663168

传真：010-82898283

邮箱：info@eastwin.com.cn

网址：www.eastwin.com.cn

