

东胜·北

eICE4

就是4°C!



电子冰盒是分子生物实验室的必备仪器，也是PCR仪的伴随仪器。采用半导体制冷技术，开机后自动恒温在4°C，不用设定和调节。用于试剂的临时存放、试剂配置过程的存放、试剂配制工作台等，可更换模块以适应不同的试管，替代传统的制冰机、冰块、冰袋、冰盒等。干净卫生、方便快捷，省心放心。



电子冰盒

Electronic Ice Box

开机自动恒温到4°C

用户可更换模块

北京东胜创新生物科技有限公司



eICE4
电子冰盒
Electronic Ice Box

技术参数

模块型号规格(选配)	B9602/96X0.2 ml	B5405/54X0.5 ml
	B3515/35X1.5 ml	B3520/35X2.0 ml
	BM02051520/32X0.2 ml+15X0.5 ml+9X1.5 ml+6X2.0 ml	
恒温点	4°C (无需设定, 开机自动恒温到4°C)	
降温时间	≤10 min [B9602, B5405(从室温降至4°C)]	
	≤14 min [B3515, 3520, BM02051520(从室温降至4°C)]	
模块温度均匀性	≤±1°C	
温度控制精度	≤±0.5°C	
制冷方式	半导体制冷	
外形尺寸(LxWxH)	196x163x164 mm	
产品重量(净重)	≤ 2.1 kg	
主机电源	DC24V 60W(电源适配器: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.3-0.6A)	

EASTWIN

北京东胜创新生物科技有限公司

Eastwin Life Sciences Inc.

电话: 010-51663168 传真: 010-82898283

网址: <http://www.eastwin.com.cn>

地址: 北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心423室